



# SafeShield

- FICHA TÉCNICA -

## Mascarilla FS-N95 Civil



### DESCRIPCIÓN:

- Mascarilla diseñada para la protección del usuario, provee una sensación de seguridad y comodidad.
- El material filtra y retiene las partículas suspendidas en el ambiente.
- Recomendado para ser usado por el público en general en sus interacciones diarias, o en espacios donde haya sospecha de virus o bacterias en el ambiente.
- No usar en zonas industriales o en áreas donde corran gases anestésicos o vapores esterilizantes.



**Anti-fluido**



**Anti-bacterias**



**Filtro UV**



**Respirable**



**Hipoalergénico**

**Características:** 5 capas de protección, al 92%.

- **Color:** blanco

- **Diseño:** Copa con clip nasal, protector de nariz y cinta elástica.

- **Material:** Polipropileno, fibra acrílica, poliéster y algodón.



**CAPA I**

Filtro acrílico antibacterial

**CAPA II**

Polipropileno.

**CAPA III**

Meltblown

**CAPA IV**

Polipropileno

**CAPA V**

Filtro Acrílico antibacterial

# INDUSTRIA PERUANA

 SAFESHIELD.COM.PE |  970 339 313