

## INFORME DE ENSAYO N° 49340

FECHA DE INFORME : 21 DE JULIO DEL 2020

SOLICITANTE : **SAFESHIELD SAC**

N° RUC : 20606119527

Dirección : Calle Los Lanceros N° 306 - Urb. Santa Constanza - Santiago de Surco - Lima - Perú

Contacto : Ernesto Linares Llacas

Artículo : MASCARILLA

Color : BLANCA

RECEPCIÓN : QUALITY LAB SAC : Av. Canadá N° 1346 - Urb. Santa Catalina - La Victoria - Lima - Perú

Muestra : ACCESORIO DE SEGURIDAD

Tipo : MASCARILLA FACIAL

Tejido : NO TEJIDO

Dimensiones : 11.8 cm x 13.2 cm aprox.

Cantidad : 06 unidades

Fecha : 18/07/2020

Ensayo : 20/07/2020

Reporte Anterior : NA

ENSAYO SOLICITADO : Eficiencia de Filtración de la Muestra - Protección a la Saliva

ENSAYO	RESULTADO						
<p>1. EFICIENCIA DE FILTRACION - PROTECCION A LA SALIVA</p> <p>Procedimiento : Spray de solución artificial de saliva, 38 °C</p>	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">ZONA</th> <th style="width: 50%;">EFICIENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INTERIOR HACIA EXTERIOR</td> <td style="text-align: center;">100.0 %</td> </tr> <tr> <td>EXTERIOR HACIA INTERIOR</td> <td style="text-align: center;">100.0 %</td> </tr> </tbody> </table>	ZONA	EFICIENCIA	INTERIOR HACIA EXTERIOR	100.0 %	EXTERIOR HACIA INTERIOR	100.0 %
ZONA	EFICIENCIA						
INTERIOR HACIA EXTERIOR	100.0 %						
EXTERIOR HACIA INTERIOR	100.0 %						

**Disposiciones y Normativas :**

- Todos nuestros equipos e instrumentos están calibrados por Laboratorios Acreditados.
- Los resultados de este informe solo están relacionados exclusivamente con la muestra tal como se recibió.
- Los especímenes de la muestra fueron acondicionados de acuerdo a ASTM D 1776.
- Quality Lab se responsabiliza por toda la información en este Informe de Ensayo, excepto los datos que declara el solicitante.
- El informe incluye los test solicitados basados en la información que nos fue proporcionada.
- Los resultados no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

Disposiciones y Normativas :

- A partir de la fecha de emisión, tiene 60 días para cualquier reclamo concerniente a este servicio y se atenderá de manera rápida e imparcial de acuerdo a nuestro Procedimiento de Atención de Quejas.
- Los restantes de la muestra serán almacenados por un periodo de 60 días, después del cual serán destruidos, en caso de que el cliente requiera retirarlos deberá solicitarlo con anticipación.
- Quality Lab se compromete en guardar la confidencialidad de los servicios prestados y los derechos de propiedad de la muestra, salvo requerimiento expreso de una autoridad gubernamental o judicial.
- Este informe no debe ser copiado, reproducido o adulterado por alguna persona o entidad; ni usar nuestro nombre, sin la aprobación escrita de Quality Lab.
- En caso de cualquier modificación externa del Informe de Ensayo, la clausula de confidencialidad quedará anulada, pudiendo Quality Lab SAC tomar todas las acciones legales pertinentes.

Revisado por :

YOLANDA WONG

Gerente Técnico

Quality Lab SAC


MVM

FIN DEL INFORME DE ENSAYO N° 49340

SI NECESITA AYUDA PARA INTERPRETAR LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME O SI TIENE ALGUNA PREGUNTA, NO DUDE EN CONTACTARNOS.

MUESTRA

EXTERIOR



INTERIOR

