



SafeShield

FICHA TÉCNICA MASCARILLA FS-N95 PROTECCIÓN FACIAL



DISEÑO
COPA CON CLIP
NASAL, PROTECTOR DE
NARIZ Y CINTA ELÁSTICA

MATERIAL
POLIPROPILENO
FIBRA ACRÍLICA
POLIÉSTER
ALGODÓN

PRESENTACIÓN
10 UNIDADES
POR CAJA

COLOR/TALLA
MASCARILLA BLANCA
TALLA ESTÁNDAR
ELÁSTICOS AMARILLOS

USOS CORRECTOS
IDEAL PARA CIVIL
Y QUIRÚRGICO

USOS INCORRECTOS
NO USAR EN ZONA INDUSTRIAL
NO USAR EN ÁREAS DONDE CORRAN
GASES ANESTÉSICOS O VAPORES
ESTERILIZANTES.

DESCRIPCIÓN:

Mascarilla diseñada para la protección del usuario, provee una sensación de seguridad y comodidad. Garantiza una mayor protección, entre sus capas tiene un material que filtra y retiene las partículas suspendidas en el ambiente.

Este producto de protección personal es una barrera de contención primaria que protege de agentes infecciosos al personal clínico.

Producto recomendado para ser usado por personal médico en hospitales o lugares con altos niveles de infección.



Anti-fluido



Anti-bacterias



Filtro UV



Respirable



Hipoalergénico

COMPOSICIÓN: 5 CAPAS

CAPA I

Filtro acrílico anti- bacterial.

CAPA II

Filtro acrílico anti-fluidos.

CAPA III

Meltblown.

CAPA IV

Filtro Acrílico anti-fluidos.

CAPA V

Filtro acrílico anti- bacterial hipoalergénico.



La Victoria - Lima

+51 (01) 3867189 / (+51) 924210199



San Sebastian - Cusco

+51 (084) 286 057 / (+51) 958586748



Piura

+51 (01) 924210170

WWW.SAFESHIELD.COM.PE