



SafeShield

- FICHA TÉCNICA -

Mascarilla FS-N95 Médica



DESCRIPCIÓN:

- Producto de protección personal que es una barrera de contención primaria, protegiendo de agentes infecciosos al personal clínico y quirúrgico.
- El material filtra y retiene las partículas suspendidas en el ambiente.
- Recomendado para ser usado por personal médico en hospitales o lugares con altos niveles de infección.
- No usar en zonas industriales o en áreas donde corran gases anestésicos o vapores esterilizantes.



Anti-fluido



Anti-bacterias



Filtro UV



Respirable



Hipoalergénico

Características: 6 capas de protección, al 98.9% .

- **Color:** verde

- **Diseño:** Copa con clip nasal, protector de nariz y cinta elástica.

- **Material:** Polipropileno, fibra acrílica, poliéster y algodón.



CAPA I

Filtro acrílico antibacterial

CAPA II

Filtro acrílico antifluidos

CAPA III

Filtro acrílico antibacterial hipoalergénico

CAPA IV

Meltblown

CAPA V

Filtro acrílico antifluidos

CAPA VI

Filtro acrílico antibacterial hipoalergénico

INDUSTRIA PERUANA

 SAFESHIELD.COM.PE |  970 339 313